

# Neutral

August/2007

## **Erfaringer med vask af DermaSilk®**

På forhandlerens initiativ, blev der i maj/juni 2007 gennemført en vaske-test af DermaSilk. Testen foregik i test laboratoriet hos a/s blumøller i Odense, som er forhandlere af Neutral® vaskemiddel.

DermaSilk blev vasket 10 gange på 30 grader/uldvask sammen med diverse filtstof. Det anvendte vaskemiddel var flydende Neutral® uld/finvask – som blev testet med både PH-værdi 7,0 og 11,4.

DermaSilk blev vurderet efter hver tredje vask. DermaSilk kryber 7-10% efter de 3 første vaske, hvorefter det ikke kryber yderligere. Det anbefales at tage højde herfor ved valg af størrelse.

Vaskeresultatet var generelt fint og stabilt, og der var ingen tegn på skader eller slitage.

Den samlede vurdering er, at DermaSilk uden problemer kan vaskes med Neutral® flydende uld/finvask på, 30 grader/uldvask.

Lene Hornshøj  
Produktspecialist  
a/s blumøller

Stanley Tougaard Jepsen  
Direktør  
Jepsen Import